



Kurzanleitung TSL Aktualisierung

Zur eigenständigen Behebung der bundesweiten Störung der Telematikinfrastruktur stellen wir Ihnen ab der Programmversion 3.3.1.0 vom 04.06.2020 folgende Funktionen zur Verfügung:

1. Wählen Sie in PsyPrax32 in der Menüzeile den Eintrag **Konnektor(TI)** aus und klicken Sie im Untermenü **SecuNet-Konnektor** auf den Eintrag **Konnektor-TSL einspielen**.



2. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja**.



3. Geben Sie nun das **Passwort für den Benutzer super** ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

SecuNet-Konnektor TSL-Datei einspielen

Geben Sie die Super-Admin-Anmeldedaten für den Konnektor ein:

Benutzername:

Kennwort: Zeichen anzeigen

Hinweis: Nach den Vorgaben der gematik GmbH muss das Konnektorpasswort regelmäßig (Standardwert nach 120 Tagen) geändert werden. Sollten Sie hier zu einer Passwortänderung aufgefordert werden, ersetzt das neu gewählte Passwort das bislang gültige Passwort für den Benutzer super.

4. Nach ungefähr 15 Sekunden Wartezeit erscheint die folgende **Erfolgsmeldung**:

PsyPrax

Hinweis

Die TSL-Datei wurde erfolgreich eingespielt.

Anschließend stehen Ihnen die Funktionalitäten der Telematikinfrastruktur wie das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) sowie der Zugriff auf das sichere Netz der KVen (SNK/"KV-Safenet") wieder zur Verfügung.