

# **PIN-Aktivierung des eHBAs in PsyPrax32**

Anleitung



# Impressum

Herausgeber: PsyPrax GmbH, Landsberger Str. 308, 80687 München

Die vorliegende Schulungsunterlage ist in all ihren Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht des Vortrages, der Reproduktion, der Übersetzung und der Vervielfältigung auf fotomechanischen oder anderen Wegen.

Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text und Abbildungen verwendet wurde, können weder der Autor, noch der Herausgeber für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen.

Die in dieser Schulungsunterlage wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

Stand: 14.06.2021 BK

1. Legen Sie bitte den **PIN-Brief** bereit. Dieser enthält die Transport **PIN.QES** (Signatur) und die Transport **PIN.CH** (Karten-PIN).

2. Notieren Sie sich eine **6-8 stellige Signatur PIN** und eine **6-8 stellige Karten PIN**.

**Persönliche Signatur PIN:**


**Persönliche Karten PIN:**

Verwahren Sie dieses Blatt nun an einem sicheren Ort auf, der auch Ihrem Praxispersonal nicht zugänglich ist!


3. Stecken Sie den **eHBA** in den Kartenleser. Beim Orga 6141 online befindet sich der Steckplatz auf der rechten Seite.




4. In PsyPrax32 gehen Sie auf den Menüpunkt „**Konnektor (TI) – Kartensteckplätze und Karten**“.



5. Der eHBA wird Ihnen angezeigt und Sie sehen das die Persönlichen PINs noch gesetzt werden müssen.




6. Gehen Sie nun auf den Button „**Persönliche Signatur-PIN setzen**“ und folgen dann den Anweisungen im Hinweisfenster.



7. Sobald der Hinweis mit OK bestätigt wird fängt das Kartenlesegerät an zu Rauschen. Die folgenden Eingaben sind jetzt erforderlich:

1. **Transport PIN (Signatur)** aus dem PIN-Brief eingeben → mit **OK** bestätigen.
2. Jetzt die von Ihnen notierte **6-8 stellige Signatur PIN** eingeben → mit **OK** bestätigen → Eingabe wiederholen → mit **OK** bestätigen.

Die Darstellung im Menüpunkt „**Konnektor (TI) – Kartensteckplätze und Karten**“ hat sich nun folgendermaßen geändert:



8. Die **Transport PIN** für die Signatur wurde somit erfolgreich in eine **eigene Signatur PIN** geändert.

9. Jetzt muss die Persönliche Karten PIN noch gesetzt werden.  
Gehen Sie also auf den Button „**Persönliche Karten PIN setzen**“.

Persönliche Karten-PIN setzen...

10. Lesen Sie sich den Hinweistext durch und bestätigen diesen mit **OK**.

11. Sobald der Hinweis mit OK bestätigt wird fängt das Kartenlesegerät wieder an zu Rauschen. Die folgenden Eingaben sind jetzt erforderlich:

1. **Transport PIN (Karten-PIN)** vom PIN-Brief eingeben → mit **OK** bestätigen.

2. Die von Ihnen notierte **6-8 stellige Karten PIN** eingeben → mit **OK** bestätigen → Eingabe wiederholen → mit **OK** bestätigen.

Die Darstellung im Menüpunkt „**Konnektor (TI) – Kartensteckplätze und Karten**“ hat sich nun folgendermaßen geändert:


Karten-PIN ändern...

12. Die Transport PINs Ihres eHBAs sind nun in Persönliche PINs geändert. Folgen Sie nun weiter der Anleitung des Kartenherstellers.

### WICHTIG!

1. Aktuell kann es vorkommen das Ihnen das Zertifikat der Signatur noch als unbekannt oder nicht Freigeschaltet dargestellt wird. Es wird hier bereits an einer Lösung gearbeitet.

2. Sollte Ihnen während dem Ändern der PINs der **Fehler 4008** angezeigt werden, muss das Kartenlesegerät neu gestartet werden.



**Wir hoffen, die Anleitung  
war hilfreich und  
erleichtert Ihren Praxisalltag.**

**PsyPrax GmbH**

Landsberger Str. 308  
80687 München

Fon: +49 89 54 68 00 0  
Fax: +49 89 54 68 00 29

E-mail: [info@psyprax.de](mailto:info@psyprax.de)  
Web: [www.psyprax.de](http://www.psyprax.de)