

# Update ohne Internetzugang

# Kurzanleitung

Version: 1.0.0 / Update ohne Internetzugang



# Impressum

Herausgeber:

psyprax GmbH Landsberger Str. 308 80687 München

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgerechten Verwendung, falsch verstandenen Inhalten oder der Verwendung von veralteten Informationen entstehen.

Alle in diesem Handbuch verwendeten Angaben mit persönlichen oder firmenbezogenen Daten wurden speziell für dieses Dokument erstellt. Sollten Ähnlichkeiten mit realen Personen und/oder Firmen bestehen, sind diese rein zufällig. Verwendete Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

### © 2023 psyprax GmbH:

Alle Rechte sind vorbehalten. Dies betrifft auch den Nachdruck sowie die Herstellung von Kopien und Übersetzungen.





## Sehr geehrte psyprax-Nutzer\*,

sollten weitere Fragen rund um das Programm aufkommen, steht Ihnen unser Support-Team gern zu folgenden Zeiten zur Verfügung:

Wochentag	Öffnungszeiten
Montag bis Dienstag	von 8 bis 18 Uhr
Freitag	von 8 bis 17 Uhr

Bei Bedarf erreichen Sie uns auch per E-Mail unter folgender Adresse:

info@psyprax.de

\*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in allen Texten das generische Maskulinum. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit dies für die Aussage erforderlich ist. Dieses Vorgehen ist wertfrei.





# Inhaltsverzeichnis

1	Update ohne Internet	1
1.1	Downloader installieren	1
1.2	Update herunterladen	4
1.3	Update offline einspielen	4





# **1** Update ohne Internet

Sollte das System nicht mit dem Internet verbunden sein, können psyprax- Updates über den "Downloader" auf einen mobilen Datenträger geladen und im Anschluss offline eingespielt werden.

Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein:

- Ein internetfähiges System steht zur Verfügung.
- Ein mobiles Speichermedium mit genügend freiem Speicher steht zur Verfügung.

## 1.1 Downloader installieren

Um den Downloader zu installieren, wie folgt vorgehen:

 Mit einem internetf\u00e4higen System die nachfolgende Adresse aufrufen und das "Downloade-Programm" herunterladen. <u>https://www.psyprax.de/downloads</u>

Name	Dateigröße	Download
psyprax Demo-Version Achtung: Nach der Installation unbedingt ein Internet Update durchführen über Datei -> Internet Update.	1,1 GB	Download
Downloader-Programm <u>Anleitung Downloader</u>	642 KB	Download
psyprax MacOS Downloader (64-Bit)	4 MB	Download
PDF Reader für Anzeige der Ergebnisse des KBV-Prüfmodul	8-20 MB	Download
KBV-Prüfassistent	18 MB	Download
psyprax32 ClientSetup (Netzwerk)	1,1 GB	Download

Downloader-Programm herunterladen

- 2. Nach einem Klick auf die Schaltfläche "Download" wird die Installationsdatei mit dem Namen "pp32Downloader\_setup.exe" auf das System heruntergeladen. Werden die Windows-Standardeinstellungen genutzt, speichert das System Downloads im Ordner "Downloads".
- 3. Windows-Explorer öffnen und zum Ablageort für Downloads navigieren.
- 4. Datei "pp32Downloader\_setup.exe" doppelt anklicken, um die Installation zu starten.
- 5. Sicherheitsabfrage der Systemsteuerung bestätigen.





6. Das nachfolgend angezeigte Informationsfenster beachten und mit Schaltfläche "Weiter" bestätigen.



Informationsfenster

7. Lizenzvereinbarung zustimmen und mit Schaltfläche "Weiter" bestätigen.



8. Installationsverzeichnis sowie -name anpassen und mit Schaltfläche "Weiter" bestätigen.



Installationsverzeichnis und -namen auswählen





9. Ordner des Windows-Startmenüs für die Installation auswählen und mit Schaltfläche "Weiter" bestätigen.

📴 Setup - psyprax Downloader 15.0.0.0	-		×
Startmenü-Ordner auswählen Wo soll das Setup die Programm-Verknüpfungen erstellen?		Q	
Das Setup wird die Programm-Verknüpfungen im folgen erstellen. Klicken Sie auf Weiter, um forzufahren. Klicken Sie auf Durch	den Startme suchen", fal	enü-Ordne Is Sie eine	r n
PsyPrax Downloader	Durchs	uchen	
< Zurück	eiter >	Abbre	chen

Startmenü-Ordner auswählen

10. Im Fenster "Zusätzliche Aufgaben auswählen", ob eine Verknüpfung mit dem Desktop oder der Startleiste erstellt werden soll. Mit Schaltfläche "Weiter" bestätigen.



Zusätzliche Aufgaben angeben

11. Im Fenster "Bereit zur Installation" Schaltfläche "Installieren" anklicken, um die Installation zu starten.



Bereit zur Installation

12. Nach erfolgreicher Installation wird ein Bestätigungsfenster angezeigt. Schaltfläche "Fertigstellen" anklicken, um die Installation abzuschließen.





#### Update herunterladen 1.2

Um ein Update herunterzuladen, wie folgt vorgehen:

- 1. Speichermedium anstecken.
- 2. Downloader starten.
- 3. Folgende Einstellungen vornehmen und anschließend mit Schaltfläche "Datei herunterladen" den Download starten:



4. Der erfolgreiche Download wird mit einer Bestätigungsmeldung angezeigt. Schaltfläche "Schließen" anklicken und Speichermedium abziehen.

#### 1.3 Update offline einspielen

Um das Update am System ohne Internetzugang einzuspielen, wie folgt vorgehen:

- 1. Speichermedium anstecken.
- 2. In psyprax Hauptmenü "Datei" und Untermenü "Konfigurieren..." öffnen.



2. Im linken Bereich des Fensters "Konfigurieren" den Punkt "Updates" anklicken.





3. Im Fenster für die Konfiguration der Updates das externe Speichermedium und dort den entsprechenden Ordner mit der Update-Datei auswählen. Mit Schaltfläche "Schließen" bestätigen.

Konfigurieren		?	×
✓ · PsyPrax32 ✓ Chipkartenleser ✓ System ✓ Leistungen ✓ · Rezeptdruck	Beim Programmstart auf verfügbare Aktualisierungen prüfen: nie Zwischenspeicher für Aktualisierungsdateien ("Master"-Verzeichnis für Ormie - opuaie).	s suche	n
Verordnungsschnittstelle	C:\Update-PsyPrax\CDmasterTrunk3.16.0.0\updfiles\		
	Alternative Download-Methode (eventuell hilfreich bei Problemen mit Internet Explorer) Bei Aktualisierungen folgende Besonderheiten miteinbeziehen: Medikationsdaten (bei installiertem praxisCENTER werden diese immer aktualisiert) eDMP / eHKS (Programmdateien / Prüfmodule / Stammdaten)		
- Updates - Klindo - Facharztverträge - Dokumente			
neue Ansicht 🔽		Schli	eßen

Speichermedium und Ordner auswählen

4. Hauptmenü "Datei" und Untermenü "Internet-Update" öffnen.



Untermenü "Internet-Update"

- 5. psyprax-Sicherheitsabfrage mit Schaltfläche "OK" bestätigen. psyprax wird nun ohne Datensicherung beendet.
- 6. Sicherheitsabfrage der Benutzerkontensteuerung bestätigen.



Sicherheitsabfrage der Benutzerkontensteuerung





7. Sind mehrere psyprax-Versionen installiert, Version für das Update auswählen und mit Schaltfläche "aktualisieren" bestätigen.

PsyPrax-Installation auswählen (	v16.1)		
Auf diesem Computer befinden sich mehrere PsyPrax-Installationen.			
Bitte wählen Sie aus der Liste unten die PsyPrax-Programmverzeichnisse aus, die Sie gerade aktualisieren wollen! (Mehrfachauswahl mit Unterstützung der "Strg"-Taste)			
Online verfügbare PsyPrax-Version: v3.14.0.1 (letzte Hauptversion: v3.14.0.0)			
C:\Program Files (x86)\PsyPrax32\ [v3.8.3.0 vom 04.07.2022] C:\Program Files (x86)\PsyPrax32 C:\Program Files (x86)\PsyPrax32 C:\Program Files (x86)\PsyPrax32			
		_	alle auswählen
Gewählte Installation	aktualisieren	renarieren / ersetzen	Beenden

- Update-Version wählen
- 8. Nach Abschluss des Downloads der Update-Dateien erscheint eine Sicherheitsabfrage. Anweisungen beachten und Installation mit Schaltfläche "OK" starten.



Sicherheitsabfrage für den Start der Installation

9. Während die Installation automatisch durchgeführt wird, werden Update-News angezeigt. Nach Abschluss der Installation erscheint eine Bestätigungsmeldung.



Bestätigungsmeldung zur erfolgreichen Installation

- 10. Abschluss des Updates mit Schaltfläche "Schließen" bestätigen. Optional kann ein Protokoll zu allen vorgenommenen Aktualisierungen eingeblendet werden.
- Nachdem das Programm neu gestartet wurde, muss eine Aktualisierung der Datenbank, der KBV-Vorgaben sowie der KBV-Tabellen vorgenommen werden. Dafür die jeweiligen Abfragen bestätigen. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.





12. Nach Abschluss der Aktualisierung erscheint eine Bestätigungsmeldung. Aktualisierung mit Schaltfläche "OK" abschließen.



## Hinweis

Wurde das Offline-Update nur einmalig genutzt, sollte das externe Speichermedium aus der Auswahlzeile für die Update-Datei gelöscht werden.

